



TRAUMA SMART


CATÁLOGO
SISTEMA LCP
CLAVÍCULA



UNA MIRADA AL FUTURO



TRAUMA SMART



UNA MIRADA AL FUTURO

Somos una empresa encargada de distribuir lo mejor en equipamientos de Osteosíntesis.




3.5 mm LCP Placa Clavícula Hook

Uso Primario: **Fijación de clavícula y luxación (disyunción) acromioclavicular**

Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo**

Uso Instrumento: **Instrumental de 3.5 mm**

REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	IZQ/DER	Hook Profundidad (mm)	GROSOR (mm)
A93371504	4	70	IZQ	15	3
A93371505	5	85	IZQ	15	
A93371506	6	99	IZQ	15	
A93371507	7	112	IZQ	15	
A93381504	4	70	DER	15	
A93381505	5	85	DER	15	
A93381506	6	99	DER	15	
A93381507	7	112	DER	15	




3.5 mm LCP Placa de Reconstrucción de Clavícula Tipo 1

Uso Primario: **Fijación de clavícula**

Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo**

Uso Instrumento: **Instrumental de 3.5 mm**

REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	IZQ / DER	GROSOR (mm)
T725706094	6	94	IZQ	3.5
T725707110	7	110	IZQ	
T725708123	8	123	IZQ	
T725806094	6	94	DER	
T725807110	7	110	DER	
T725808123	8	123	DER	




2.7 / 3.5 mm LCP Placa de Reconstrucción de Clavícula (con extensión)

Uso Primario: **Fijación de clavícula**

Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo**

Uso Instrumento: **Instrumental 3.5 mm / 2.4 - 2.7 mm**

REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	IZQ / DER	GROSOR (mm)
T726704081	4	81	IZQ	3.4
T726705094	5	94	IZQ	
T726706110	6	110	IZQ	
T726707124	7	124	IZQ	
T726804081	4	81	DER	
T726805094	5	94	DER	
T726806110	6	110	DER	
T726807124	7	124	DER	






3.5 mm LCP Placa de Reconstrucción de Clavícula

Uso Primario: **Fijación de clavícula**
 Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo**
 Uso Instrumento: **Instrumental de 3.5 mm**


REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	IZQ / DER	GROSOR (mm)
A72270606	6	68	IZQ	3.0
A72280606	6	68	DER	
A72270809	8	92	IZQ	
A72280809	8	92	DER	
A72271011	10	116	IZQ	
A72281011	10	116	DER	



3.5 mm LCP Placa Anterior Superior de Clavícula

Uso Primario: **Fijación de clavícula**
 Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo**
 Uso Instrumento: **Instrumental de 3.5 mm**


REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	IZQ / DER	GROSOR (mm)
A94370609	6	94	IZQ	3.5
A94370711	7	110	IZQ	
A94370812	8	120	IZQ	
A94380609	6	94	DER	
A94380711	7	110	DER	
A94380812	8	120	DER	



2.7 / 3.5 mm LCP Placa Anterosuperior de Clavícula (con extensión)

Uso Primario: **Fijación de clavícula**
 Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo**
 Uso Instrumento: **Instrumental 3.5 mm / 2.4 - 2.7 mm**

REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	IZQ / DER	GROSOR (mm)
A94570408	4	81	IZQ	3.5
A94570509	5	94	IZQ	
A94570610	6	108	IZQ	
A94570712	7	123	IZQ	
A94580408	4	81	DER	
A94580509	5	94	DER	
A94580610	6	108	DER	
A94580712	7	123	DER	





 **TRAUMA SMART**
UNA MIRADA AL FUTURO



- ☎ Teléfonos: 722396748 / 722223805
- 📞 Movil: +56 9 7956 8149
- 📍 Av. Libertador Bdo. Ohiggins 390A Rancagua
- ✉ contacto@traumasmart.cl
- 🌐 www.traumasmart.cl
- 📷 [@traumasmart.cl](https://www.instagram.com/traumasmart.cl)