




# TRAUMA SMART

CATÁLOGO  
SISTEMA LCP  
GENERAL

UNA MIRADA AL FUTURO



# TRAUMA SMART



## UNA MIRADA AL FUTURO

Somos una empresa encargada de distribuir lo mejor en equipamientos de Osteosíntesis.



### 3.5 mm LCP Placa 1/3 de Tubo

Uso Primario: **Fijación de Fíbula o Peroné**  
 Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo 3.5 mm**  
 Uso Instrumento: **Instrumental de 3.5 mm**


REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	GROSOR (mm)
A808604052	4	52	1.2
A808605064	5	64	
A808606076	6	76	
A808607088	7	88	
A808608100	8	100	
A808609112	9	112	
A808610124	10	124	
A808611136	11	136	
A808612148	12	148	
A808613160	13	160	



### 3,5 mm LCP Placa Medial Distal Tibial Condilar (Perfil Bajo)

Uso Primario: **Fijación tibia distal**  
 Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo 3.5 mm**  
 Uso Instrumento: **Instrumental de 3.5 mm**

REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	IZQ / DER	GROSOR (mm)
A95170411	4	118	IZQ	3.5
A95170614	6	144	IZQ	
A95170817	8	170	IZQ	
A95171019	10	196	IZQ	
A95171222	12	222	IZQ	
A95171424	14	248	IZQ	
A95180411	4	118	DER	
A95180614	6	144	DER	
A95180817	8	170	DER	
A95181019	10	196	DER	
A95181222	12	222	DER	
A95181424	14	248	DER	



ESTOS ORIFICIOS  
NO SON CONTADOS EN  
LA ESPECIFICACIÓN

### 3.5 mm Placa Bloqueada Hook

Uso Primario: **Fijación de Ulna proximal**  
 Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo 3.5 mm**  
 Uso Instrumento: **Instrumental de 3.5 mm**

REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	GROSOR (mm)
A93590364	3	64	3.0








### 3.5 mm LCP Placa Pilon

Uso Primario: **Fijación de tibia distal**  
 Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo de 3.5 mm**  
 Uso Instrumento: **Instrumental de 3.5 mm**

REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	GROSOR (mm)
A93890714	7	147	3.0
A93890917	9	173	



### 3.5 mm Placa Antero Lateral de Tibia en L

Uso Primario: **Fijación de tibia distal**  
 Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo de 3.5 mm**  
 Uso Instrumento: **Instrumental de 3.5 mm**

REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	IZQ / DER	GROSOR (mm)
A90510508	5	80	IZQ	
A90510710	7	106	IZQ	
A90510913	9	132	IZQ	
A90511115	11	158	IZQ	
A90511318	13	184	IZQ	
A90511521	15	210	IZQ	
A90511723	17	236	IZQ	
A90511926	19	262	IZQ	
A90520508	5	80	DER	4.0
A90520710	7	106	DER	
A90520913	9	132	DER	
A90521115	11	158	DER	
A90521318	13	184	DER	
A90521521	15	210	DER	
A90521723	17	236	DER	
A90521926	19	262	DER	





### 3.5mm Placa Distal de Fíbula


Uso Primario: **Fijación de Fíbula distal**  
 Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo**  
 Uso Instrumento: **Instrumental de 3.5 mm**



REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	GROSOR (mm)
T713904078	4	78	2.0
T713905090	5	90	
T713906102	6	102	
T713907114	7	114	
T713908126	8	126	

### 2.7 / 3.5mm Placa Distal Lateral de Fíbula

Uso Primario: **Fijación de Fíbula distal**  
 Uso de tornillo: **Tornillo de bloqueo**  
 Uso Instrumento: **Instrumental de 3.5mm / 2.4 - 2.7mm**



REF	ORIFICIOS	LARGO (mm)	IZQ / DER	GROSOR (mm)
A93670373	3	73	IZQ	2.5
A93670486	4	86	IZQ	
A93670599	5	99	IZQ	
A93670611	6	112	IZQ	
A93670712	7	125	IZQ	
A93670915	9	151	IZQ	
A93671117	11	177	IZQ	
A93671320	13	203	IZQ	
A93671522	15	229	IZQ	
A93680373	3	73	DER	
A93680486	4	86	DER	
A93680599	5	99	DER	
A93680611	6	112	DER	
A93680712	7	125	DER	
A93680915	9	151	DER	
A93681117	11	177	DER	
A93681320	13	203	DER	
A93681522	15	229	DER	



 **TRAUMA SMART**  
UNA MIRADA AL FUTURO



- ☎ Teléfonos: 722396748 / 722223805
- 📞 Movil: +56 9 7956 8149
- 📍 Av. Libertador Bdo. Ohiggins 390A Rancagua
- ✉ [contacto@traumasmart.cl](mailto:contacto@traumasmart.cl)
- 🌐 [www.traumasmart.cl](http://www.traumasmart.cl)
- 📷 [@traumasmart.cl](https://www.instagram.com/traumasmart.cl)